




Dermatologicky schváleno organizací SGS Proderm
i pro citlivou pokožku

IndasForm[®]

Výrobky Indas pro inkontinenci splňují nejpřísnější standardy kvality a jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální péči o pokožku pacientů s inkontinencí.



IndasForm[®] je řada anatomicky tvarovaných absorpčních vložných plen určených ke zvládnání středně závažné/ závažné inkontinence moči.



1 Nová struktura jádra s trojzubcovými kanálky je navržena tak, aby zajišťovala rychlé vstřebávání a rozvod moči a lépe využívala vložnou plenu. Tím se izoluje vlhkost a pokožka zůstává suchá.

2 Dvojitě absorpční jádro se sběrnou/rozvodnou vrstvou, která zvyšuje ochranu proti úniku moči, udržuje pokožku v suchu a snižuje riziko nepříjemného zápachu.

3 Vnitřní vrstva ve styku s pokožkou má podél jádra vrstvu emulze s „dermoprotektivními“ vlastnostmi, která pomáhá chránit pokožku. Bez parfemace.

4 Prodyšná zadní vrstva nepropustná pro vodu je pokryta měkkou netkanou textilií, která při nošení výrobku podporuje cirkulaci vzduchu a umožňuje tak pokožce dýchat.

5 Boční zábrany proti úniku moči zachycují moč při močení, usnadňují její vstřebávání a zabraňují úniku mezi nohama.

6 Ergonomické provedení pro větší pohodlí a lepší anatomické přizpůsobení.

7 Indikátor vlhkosti: Dvě žluté čáry se postupně modrají podle toho, jak se pomůcka plní močí. To usnadňuje výměnu, protože slouží jako vodítko, kdy je třeba pomůcku vyměnit.

8 Absorpce je uvedena na zadní straně výrobku, což usnadňuje identifikaci pomůcky



IndasForm	
6	
IndasForm	
7	
IndasForm	
8	
IndasForm	
9	

Kód Indas	ISO Rothwell (g)	Počet ks v balení	Počet balení v krabici	Počet krabic ve vrstvě	Počet vrstev na paletě	Výška palety (mm)	Objem krabice (m3)
2834260	1250 g-1499 g	20	4	6	3	1170	0,053
2834261	1500 g- 1799 g	20	4	6	3	1230	0,053
2834262	2100 g-2499 g	20	4	4	3	1170	0,073
2834263	2100 g-2499 g	20	4	4	3	1170	0,073



Dermobands



Dvojité jádro se superabsorpčními částicemi



Prodyšnost



Zábrany proti úniku



Sběrná/rozvodná vrstva



Indikátor vlhkosti



Bez latexu



Částice neutralizující zápach



Opětovně zpracované polyetylenové obaly



Celulóza z odpovědně obhospodařovaných lesů



Nové trojzubcové kanálky



Dermatologicky schváleno organizací SGS Proderm i pro citlivou pokožku

Pro více informací: www.indas.com



Před použitím prostudujte přiložený návod k použití. Zdravotnický prostředek I. třídy